

# JOYUP Pulse Lavage

## ジョイアップ洗浄器





## 2段階の適切な洗浄圧



洗浄圧（強）



洗浄圧（弱）



360°髄腔洗浄

日本人の手のサイズに合わせた使い  
やすいエルゴノミックなピストルデザイン



イリゲーションバックに刺入し  
やすいハンドグリップ付スパイク



カタログ番号	製品名
2500231	ジョイアップ洗浄器(標準チップ・髄腔チップ165mm付)
HA103-A	2ウェイスパイク



HA103-A 2ウェイスパイク

製造販売認証番号：304ALBZX00011000